



LASER A DIODO

EPILX20

EPILX20

Nato nei **nostri laboratori italiani**, il nostro laser a diodo medicale rappresenta l'apice dell'innovazione nel settore medico estetico. **Progettato e realizzato con i più alti standard qualitativi**, questo strumento versatile è in grado di soddisfare le esigenze più esigenti di medici. Dall'epilazione permanente al trattamento di inestetismi cutanei, fino alla podologia, il nostro laser offre **risultati precisi, duraturi e sicuri, garantendo il massimo comfort al paziente**.

Il manipolo a trasmissione LED, con sensore dell'acqua incorporato, è dotato di speciali microlenti all'interno della focalizzazione che fanno sì che il fascio laser in uscita sia **uniforme e compatto** per una completa copertura della zona da trattare.

La punta del manipolo ha un rivestimento speciale ed il **vetro in zaffiro**.

I NOSTRI SOFTWARE



TRATTAMENTO EPILAZIONE *di serie*

Funziona sprigionando energia per trattare ampie superfici in breve tempo, così da poter epilare grandi zone in pochi minuti, garantendo la **massima sicurezza** sulla pelle. Può essere utilizzato su tutto il corpo (esclusa zona oculare e mucose) e su **tutti i fototipi da I a VI e su ogni colore di pelo (escluso il pelo bianco)**.



TRATTAMENTO CUTANEO *optional*

EpilX20 permette di trattare anche le **iper pigmentazioni melaniniche superficiali** ossia un tipico caso di accumulo di melanina.

È in grado di trattare qualsiasi tonalità, agendo con lo stesso principio per il quale agisce contro i peli superflui.



TRATTAMENTO PODOLOGIA *optional*

Dotato di software avanzato, è in grado di **stimolare i tessuti ungueali**, promuovendone la rigenerazione. In questo modo, si ottengono tempi di ricrescita più brevi e una riduzione del rischio di complicanze, come le onicomicosi. EpilX20 rappresenta una soluzione efficace e non invasiva per il trattamento di diverse patologie ungueali.

IL MANIPOLO



NUOVO MANIPOLO

1200WATT DI POTENZA

EPILX20 SFRUTTA L'EFFICACIA DI DUE LUNGHEZZE D'ONDA SPECIFICHE: 808NM E 1064NM.

Questa combinazione a **trasmissione LED** permette di trattare una vasta gamma di tipi di pelo e fototipi cutanei. La lunghezza d'onda 808nm agisce **in profondità sul follicolo pilifero** mentre la 1064nm, infine, è **indicata per pelli scure e abbronzate**, garantendo un trattamento sicuro ed efficace.

M A N I P O L O A M I C R O L E N T I



La tecnologia a micro lenti rappresenta **un importante passo avanti nel campo dell'epilazione laser**. Il nostro manipolo, dotato di questa innovativa soluzione, **garantisce una migliore focalizzazione del fascio laser e una maggiore stabilità e quindi sicurezza per il paziente.**

IL DISPLAY INTEGRATO NEL MANIPOLO SEGNA LA POTENZA UTILIZZATA DURANTE LA SEDUTA E GLI SPOT EFFETTUATI.

SCHERMO TOUCH



Schermo Touch a colori di **facile utilizzo** con parametri di lavoro per ogni fototipo preimpostati, variabili in base alle esigenze. **Memorizzazione parametri** di ogni seduta. Inoltre, l'apparecchiatura possiede il WI-FI integrato.

*Interattivo. Dinamico.
Facile.*

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Lavorare in estate con EpilX20 non sarà un problema. Grazie al doppio raffreddamento dell'acqua **progettato e prodotto nei nostri laboratori**, la temperatura sarà costantemente controllata. Inoltre è dotato di un **controllo del sistema di raffreddamento della punta del manipolo** e potrà essere gestito autonomamente in base alle necessità per un immediato sollievo della pelle.

Sollievo. Comodità. Velocità.

OPTIONAL

LETTORE BARCODE

Il lettore barcode è integrato direttamente nell'apparecchiatura così da poter registrare in pochi minuti i prodotti in arrivo dai fornitori (solo per prodotti con codice a barre).

*Funzionale. Necessario.
Versatile.*

LETTORE FOTOTIPO

Dotazione di lettore fototipo tramite **microvisore**. Questa funzionalità ti permetterà di individuare il fototipo da trattare, memorizzando i dati acquisiti direttamente nella scheda cliente.

*Preciso. Manuale.
Comodo.*

SANIFICATORE MANIPOLO

Sistema **ALISEO SANIX** brevettato per la sanificazione tramite UVC LED del manipolo. Modalità manuale o automatica.

*Rapido. Sicuro.
Essenziale*

LASER ALARM

Sistema a Radiofrequenze per utilizzo laser a diodo in cabina.

Come funziona: la centralina posta all'esterno della cabina, tramite segnale luminoso, indica l'uso in corso dell'apparecchiatura mentre la centralina secondaria bloccherà momentaneamente l'uso dell'apparecchiatura al momento dell'apertura della porta.

*In conformità alla
Normativa CEI EN
60825-1*



PRATICO

FACILE INTEREATTIVO

POTENTE

PRO HOME CARE

COSMETICI DEDICATI

EpilX20 è una linea cosmetica studiata per il trattamento delle pelli sottoposte ad epilazione con laser a diodo.

L'uso appropriato di prodotti specifici permette di ottenere il **miglior risultato** e dunque la massima soddisfazione del cliente.



CERTIFICAZIONE

EPILX20 È CERTIFICATO MEDICAL DEVICE CE 1370

La sicurezza prima di tutto.

BENEFICI FISCALI

CREDITO D'IMPOSTA - INDUSTRIA 4.0

Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

Soluzione. Differenza. Business.

SCHEDA TECNICA

POTENZA	40 j/cm ²
FREQUENZA	1/10 Hz
RAFFREDDAMENTO ACQUA	Sistema elettronico Bp Italia
IMPULSO	300 ms
LUNGHEZZA D'ONDA	808 e 1064 nm
POTENZA MANIPOLO	1200 watt
SANIFICATORE MANIPOLO	UVC LED
TOUCH SCREEN	10" Full HD Android
DIMENSIONI	37,5x97x40 cm
PESO	30 kg
CERTIFICAZIONE	CE



PROGETTATO
E PRODOTTO
IN ITALIA



BP ITALIA S.R.L
VOCABOLO ISOLA, 30 - 05031 ARNONE (TR)
+39 0744 89108 • info@bpitaliatech.com

www.bpitaliatech.com