



kit base per sala operatoria



Lampada chirurgica a doppia cupola LED



Parametri tecnici: testa 700 LED/testa 500 LED Diametro della testa (mm): 700/500
Numero lampadine LED 80/48 Lux 60000-180000/6000-160000
Temperatura di colore (K) 3500-5000K regolabile/3500-5000K regolabile diametro dello spot (mm) 150-350 sistema di dimmerazione sistema di dimmerazione infinita indice di resa cromatica = 85 profondità di illuminazione (mm) = 1200 aumento temperatura testa operatore (?) = 1 campo chirurgico aumento della temperatura dell'area (?) = 2 indice di resa cromatica (CRI) = 96 indice di riproduzione del colore = 97
alimentazione tensione 220 V/50 Hz potenza in ingresso (W) 400 altezza di installazione minima/ottimale 2,4 metri/2,8 metri perline LED importate (grado medico Osram)"

Tavolo operatorio elettrico



"Lunghezza tavola 2020 (± 20) mm
Larghezza tavola 500 (± 20) mm
Altezza tavolo (elettrica) minimo 650 (± 20) - massimo 950 (± 20) mm (elettrico)
Angolo di inclinazione del letto (elettrico):
inclinazione in avanti = 15° , inclinazione all'indietro = 20°
Angolo di inclinazione del letto (elettrico):
Inclinazione sinistra = 20° , inclinazione destra = 20°
L'angolo di piegatura del tabellone è = 90° per piegatura verso l'alto e = 15° per piegatura verso il basso (molla a gas)
Angolo di piegatura della pedana (manuale): piegatura verso l'alto = 15° , piegatura verso il basso = 90° , tipo di asse espandibile 180° , staccabile
Capacità di carico nominale 180 kg
Corsa sollevamento ponte vita 120mm (± 10)
Dotato di: Batteria a ricarica automatica ad alte prestazioni»

letto ospedaliero elettrico



"Letto d'ospedale a 3 manovelle

Dimensioni: 2150*970*450/700 mm

Funzioni: 1. Regolazione della piastra posteriore: $0\sim70^{\circ}\pm5^{\circ}$ 2. Regolazione della sezione del ginocchio: $0\sim30^{\circ}\pm5^{\circ}$ 3. Regolazione dell'altezza: 450-700 mm

Struttura: acciaio verniciato a polveri epossidiche»

sospensione a soffitto a braccio singolo



"1. Alimentazione funzionante: AC220V, 50Hz;
2. Gamma di movimento orizzontale del braccio (raggio): 700-1100 mm (può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale);
3. Angolo di rotazione della scatola terminale: $0\sim340^{\circ}$; 4. Capacità di carico netta = 60 kg;
5. Piattaforma dello strumento: 2 strati (altezza regolabile) 550 mm * 400 mm * 30 mm; Adozione di recinzione per bordi standard internazionale da 10 mm * 25 mm e design arrotondato anti-collisione; 6. Configurazione dell'interfaccia del gas (2 porte dell'ossigeno, 2 porte di aspirazione e 2 porte dell'aria possono essere configurate in base ai requisiti dell'ospedale): a. Il colore e la forma dell'interfaccia sono diversi e ha la funzione anti-errata connessione; B. Collega e scollega più di 20000 volte; 7. Prese di corrente: 7, 220V, 10A; 1 presa di rete 8, morsetto di terra equipotenziale: 2; 9. Una staffa regolabile per asta di infusione in acciaio inossidabile; 10. 1 staffa regolabile per pompa iniezione in acciaio inox; 11. Il materiale principale adotta profili in lega di alluminio ad alta resistenza; 12. Il trattamento superficiale adotta la spruzzatura elettrostatica;
13. Installazione a soffitto, stabile e stabile."

Carrello in acciaio inox



"Materiale in acciaio inossidabile 1.304
2. Dimensioni: L900 * A1700 * P350mm»



Armadio portaoggetti in acciaio inox

"Materiale in acciaio inossidabile 1.304
2. Dimensioni: L900 * A1700 * P350mm»



testata del letto

"1M
2pz luce 2pz
Uscita gas 2pz
presa elettrica 1 pz
Filo di terra 1pz
Interfaccia di rete»




Monitor paziente multiparametrico



Monitor paziente multiparametrico avanzato ed espandibile - touch screen LCD TFT 10,4" a colori con 6 tracciati - impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro - memoria dati di tendenza di 168 ore - misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione - blocco schermo on/off - oxyCRG, calcolo del farmaco - uscita HDMI esterna per schermo grande - connessione al sistema di monitoraggio centrale con LAN o W-LAN - opzionale - batteria a ioni di litio a lunga autonomia (durata continua 3 ore) - connessione in tempo reale da letto a letto, max 8 monitor senza server o stazione centrale - Fascicolo sanitario elettronico HL7 con menu editabile - multiparametri avanzati ed estendibili: • EtCO2 Sidestream/Mainstream opzionale • NIBP suntech ad alte prestazioni (BM51CU) - rilevamento e analisi ECG ad alte prestazioni: • impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo adesivo • livello ST, conteggio PVC in tempo reale • 13 tipi di analisi di aritmia • funzione di rilevazione pacemaker - gestione dati avanzata: • trend grafici e tabellari • memoria USB • 20 casi per 10 sec di tracciati allarme memorizzati, rivisti e stampati Analisi aritmia: VTAG, VFIB, ASISTOLICA

Rilevazione pacemaker indicata sul display ECG. Lingua software selezionabile (GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN).



- Caratteristiche principali: lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo di sicurezza con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di tagliatore.
- Facile da usare: chiusura barre con la sola pressione di un dito. L'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo.
- Rapida: chiusura elettromagnetica. L'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare
- Sicura: le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm. Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC. Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti.



CARRELLO EMERGENZE

Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Fornito con 4 cassetti, un cestino laterale, un vassoio laterale estraibile, asta porta flebo, supporto defibrillatore (vassoio in plexiglass), porta bombole ossigeno fino a 5 litri (sul retro) e 2 rotelle in gomma antistatica. Dimensioni: 82 x 64 x h 100 cm